



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΡΥΘ/ΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ / TELESCOPIC ROM ELBOW BRACE

1. Τοποθέτηση: Τοποθετήστε τον νάρθηκα στο χέρι έτσι ώστε ο άξονας περιστροφής να βρίσκεται πάνω στην άρθρωση του αγκώνα.

1. Applying Brace to Arm

Hold the brace up to the arm with the hinge pivot center over the elbow joint .

2. Ρύθμιση μήκους: Για να ρυθμίσετε το μήκος πιέστε το πλήκτρο στις μανσέτες & τραβήξτε κατά μήκος έως ότου φτάσουν το μήκος του βραχίονα & του πήχη.

2. Adjusting Length

To adjust length, press the button on the distal cuffs and slide telescoping bars until they match the length of the upper arm and forearm.

3. Λύγισμα μανσέτων: Λυγίστε, ξεκινώντας από τον αγκώνα, τις μανσέτες ώστε να εφαρμόσουν με ασφάλεια γύρω από περιφέρεια του χεριού

3. Bending the Cuffs

Bending the cuffs to securely wrap around the circumference of the arm. Start with the cuffs proximal to the elbow.

4. Ιμάντες: Αφου ρυθμίσετε το μήκος & εφαρμόσετε σωστά τις μανσέτες, ασφαλίστε & δέστε τους ιμάντες. Αν κρίνεται απαραίτητο κόψτε τους στο επιθυμητό μήκος.

4. Secure Straps

After length and cuff circumference are determined, secure and fasten all straps, starting with the two straps closest to the elbow. If the straps are too long, trim them as necessary.

5. Ρύθμιση γωνίας: Για να καθορίσετε το εύρος κίνησης, πιέστε το κουμπί Κάμψης ή Έκτασης & στρέψτε στο αντίστοιχο πεδίο. Η θέση "0" αντιστοιχεί στην πλήρη Έκταση.

5. Range of motion adjustments

To adjust range of motion, press the flexion or extension button and rotate until the desired degree of flexion or extension is achieved through the corresponding windows. The "0" lock setting are used to lock the brace in full extension .

6. Αυστηρή εφαρμογή: Ασφαλίστε τα πεδία ρύθμισης Κάμψης/Έκτασης, πιέζοντας το πλήκτρο κλειδώματος, περιορίζοντας έτσι την κίνηση.

6. Enforced Compliance

Loop and secure the enclosed lock ties through the hole in the flexion and extension buttons to limit range of motion adjustment .

7.Ρύθμιση πλαϊνών: Οι πλαϊνές μπάρες μπορούν να λυγίσουν ώστε να εφαρμόσουν κατά περίπτωση. Το λύγισμα θα πρέπει να γίνει εφόσον έχει ρυθμιστεί πρώτα το επιθυμητό μήκος.

7. Side Bar Adjustment

Side bars may be bent to fit individual anatomies .

Note side bars must be bent with final length adjustment completed and bent with bending irons .

Ιμάντας στήριξης στον λαιμό:

1. Εφαρμόστε το δακτυλίδι τύπου "D" στον πλησιέστερο στον καρπό ιμάντα. 2. Τοποθετήστε τον ιμάντα στήριξης στον αντιθέτο, από το τραυματισμένο χέρι, ώμο, κατά μήκος της πλάτης & κάτω από αυτόν. 3. Χρησιμοποιείτε το κλίπ για να στερεώσετε το ελεύθερο άκρο στον νάρθηκα.

4. Ρυθμίστε το κατάλληλα, προσαρμόζοντας το ελεύθερο άκρο.

Neck Strap Application

1. Attach the D-ring to the strap closest to the wrist.
2. Place the neck strap over the opposite shoulder of the injured arm and across the back and under the unharmed arm.
3. Use the clip to attach the free end of the neck strap to the brace.
4. Adjust to comfortable position. Unattach the loop of the free end and raise it to a comfortable position.

Προφυλάξεις:

- 1. Διαβάστε καλά τις οδηγίες πριν τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σε περίπτωση που νιώσετε ενοχλήσεις.**
- 2.**
- 3. Το προϊόν ΔΕΝ παρέχει προστασία & ΔΕΝ αποτρέπει μελλοντικούς τραυματισμούς. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ενδεδειγμένη θεραπεία & αποκατάσταση.**

Cautions and Warnings:

1. Read all the use instructions and warnings before use .
2. Consult your medical professional immediately if you feel any adverse reactions while using this product.
3. This product will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also essential parts of a safe treatment program.

Εγγύηση/Warranty:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος./ The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory defects and not damages from misuse/maintenance product.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:MOBIAK A.E/MOBIAK S.A

M.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 96-98 ΤΚ. 73136- ΤΗΛ: 28210 63222,ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΤΗΣ

M.Mpotsari 96-98, 73136 Chania-Crete, Greece

Web site: <http://www.mobiakcare.gr>, e-mail: mobiakcaresales@mobiak.gr

