

GR

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PULMOGAIN** αποτελείται από

- 1 διάφανο κεντρικό σώμα που χωρίζεται σε τρεις θαλάμους κατα-sopolymere and non-toxic polystyrene showing 600, 900 and 1200 cc per σκευασμένους από επαναπολυμερισμένη και μη τοξική πολυστερίνη second. διαβάθμισης σε 600,900, και 1200cc ανά δευτερόλεπτο. Η αξία κάθε θαλάμου εκφράζει την ένταση εκπνοής ανά δευτερόλεπτο.
- 1 βάση κατασκευασμένη από μη τοξικό πολυπροπυλένιο.
- 3 σφαίρες κατασκευασμένες από μη τοξικό πολυπροπυλένιο.
- 1 αυλακωτό σωλήνα με επιστόμιο κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο.
- 1 φίλτρο αέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βάλτε το **PULMOGAIN** στο επίπεδο του στόματος και εκπνεύστε φυσιολογικά πριν την εισπνοή.

- 1- Κλείστε τα χείλη σας γύρω από το επιστόμιο.
- 2- Εκπνεύστε συνεχόμενα μέχρι να ανέβουν και οι τρεις σφαίρες στο ίδιο επίπεδο (αν είναι δυνατόν).
- 3- Κρατήστε την αναπνοή σας όσο το δυνατόν περισσότερο (άπνοια).
- 4- Βγάλτε το επιστόμιο από το στόμα και εκπνεύστε.
- 5- Επαναλάβετε την άσκηση.

Υποδείξεις

Για την πρόληψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών στις αναπνευστικές οδούς, για παράδειγμα, ατελεκτασία ή δυσλειτούργια των πνευμόνων.

Αντενδείξεις

Για τυχόν αντενδείξεις, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το θεραπευτή σας.

ΥΓΙΕΙΝΗ

Το **PULMOGAIN** μπορεί να αποστειρωθεί και κάθε μικρό του να πλυθεί με σαπούνι και να ξεπλυθεί με νερό. Το φίλτρο αέρα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 10 με 15 μέρες χρήσης. Το **PULMOGAIN** είναι μία ατομική διάταξη και πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την περίοδο που υποδεικνύεται από το γιατρό. Μετά από κάθε χρήση πλύνετε προσεκτικά το στόμιο με ζεστό νερό βρύσης (περίπου 40° C) και αφήστε το να στεγνώσει. Μπορείτε να τοποθετήσετε το σωλήνα με το στόμιο στη βάση του, δεξιά του σώματος, με το στόμιο στραμμένο προς τα κάτω.

Όταν δε χρησιμοποιείται, κρατήστε τη συσκευή σε στεγνό και καθαρό μέρος. Η συσκευή δεν περιέχει λατέξ και μπορεί να απορριφθεί στο δοχείο για τα πλαστικά της διαφροσκοπημένης συλλογής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΣΕΙΣ

Ακολουθείστε τις οδηγίες του γιατρού, της νοσοκόμας ή του θεραπευτή σας κατά τη διάρκεια χρήσης του **PULMOGAIN** γιατί είναι σημαντικές. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε θερμοκρασία δωματίου. Σε περίπτωση που ζαλιστείτε κατά τη διαδικασία, σταματήστε και ξεκουραστείτε πριν συνεχίσετε. Σε παιδιατρική χρήση, το παιδί πρέπει να επιτηρείται κατά τη λειτουργία. Όπως και κάθε ιατρική συσκευή, κρατήστε τη μακριά από παιδιά. Τα στοιχεία ρολής που αναφέρονται σε κάθε κύλινδρο είναι μόνο ενδεικτικά για το γιατρό ή το φαρμακοποιό. Το φίλτρο βρίσκεται στο σημείο εισαγωγής για το σωλήνα και χρησιμοποιεί μόνο για την αποφυγή εισπνοής σωματιδίων.

Κωδικός είδους

RE400100 σε ατομικό κουτί
RE400110 σε νάλον συσκευασία

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Φίλτρο Αέρα (συσκευασία των 10τεμ) ref. SP0154
Επιστόμιο ref. SP0155
Αυλακωτός Σωλήνας ref. SP0156

CA-MI srl www.ca-mi.it
Via Ugo La Malfa 13 - 43010 Pilastrò (PR) - ITALY

Ιατρική Συσκευή κατηγορίας I μη αποστειρωμένη και χωρίς λειτουργία Μέτρησης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΕC και επακόλουθες τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

RUS

СОСТАВ

Тренажер ПУЛЬМОГЕЙН состоит:

- Прозрачный корпус, разделенный на три секции, выполненные из кополимера и нетоксичного пенопласта и соответствующие объему вдоха 600, 900 и 1200 см2 в секунду каждая.
- Основа из нетоксичного полипропилена.
- Три сферы из нетоксичного полипропилена.
- Рифленая труба с мундштуком из полиэтилена.
- Воздушный фильтр.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Расположите ПУЛЬМОГЕЙН на уровне рта, выдохните как обычно перед вдохом.

- 1- Сомкните губы вокруг мундштука.
- 2- Вдохните полностью до подъема трех шаров (если возможно).
- 3- Удерживайте вдох как можно дольше.
- 4- Удалите мундштук из рта и выдохните.
- 5- Повторите упражнение.

Указания

Для предотвращения послеоперационных осложнений в дыхательных путях, например, ателектаз, воспаление лёгких или нарушение лёгочной функции.

Противопоказания

На возможные противопоказания вам укажет лечащий врач или врач-терапевт.

ДИЗЕНФЕКЦИЯ

После каждого использования ПУЛЬМОГЕЙН следует полностью демонтировать, все его части тщательно вымыть водой с мылом и ополоснуть. Воздушный фильтр необходимо заменять после 10 - 15 дней использования.

Пульмогейн, это прибор индивидуального пользования и должен использоваться в течение периода, предписанного врачом. После каждого использования, аккуратно промойте мундштук проточной горячей водой (около 40 ° C) и оставить сушить. Трубку с мундштуком можно установить в специальное гнездо в корпусе прибора, мундштук должен быть повернут вниз. Когда не используется, прибор должен храниться в сухом и чистом месте. Прибор не содержит элементов из латекса и может быть утилизирован в мусорном контейнере для пластмассы для селективной утилизации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании ПУЛЬМОГЕЙНА выполняйте инструкции вашего доктора или медсестры – это очень важно.

Храните тренажер в сухом месте при комнатной температуре. При появлении головокружения во время процедуры, прервать и отдохнуть, перед тем, как продолжить. При применении в педиатрии, ребенок должен быть под контролем взрослых. Как и любой медицинский прибор, держать вдали от детей. Данные потока, указанные на цилиндре, приведены только как указания для врача или медицинской сестры. Фильтр находится в точке установки трубки и предотвращает вдыхание частиц мелких частиц.

Продукт:

RE400100 индивидуально упакован
RE400110 в нейлоновой сумке

Запасные принадлежности:

Воздушный фильтр (комплект из 10-ти штук): SP0154
Мундштук: SP0155
Рифленая Трубка: SP0156

CA-MI srl www.ca-mi.it
Via Ugo La Malfa 13 - 43010 Pilastrò (PR) - ITALY

Медицинский Прибор класса I, не стерильный и не выполняет Измерительной функции, в соответствии с Директивой 93/42/ЕЭС и последующих выполненных изменений

FLO

Rev.2 del 18/11/2011

CE

Pulmo-gain

PULMOGAIN is a Single-Patient Respiratory Exerciser to train respiration through deep inspiration. Deep breathing helps to expand the pulmonary alveolus, as well as clean the passage from mucus in the respiratory tract.

PULMOGAIN è un dispositivo Mono-Paziente per la Ginnastica Respiratoria attraverso l'inspirazione profonda. La respirazione profonda aiuta ad espandere gli alveoli polmonari, nonché a pulire il passaggio del muco nelle vie respiratorie.

PULMOGAIN es un dispositivo mono-paciente para ejercitar la respiración con la inspiración profunda. La respiración profunda ayuda a expandir los alvéolos pulmonares y a limpiar el paso del flujo en las vías respiratorias.

PULMOGAIN est un spiromètre incitatif pour patient unique destiné à entraîner sa respiration par une inspiration profonde. La respiration profonde aide à dilater les alvéoles pulmonaires, ainsi qu'à nettoyer le transit du mucus dans les voies respiratoires.

ПУЛЬМОГЕЙН единственный запатентованный дыхательный аппарат для тренировки дыхания через глубокий вдох. Глубокое дыхание помогает расширить лёгочные альвеолы, а также очистить проход слизи в дыхательных путях.

Το **PULMOGAIN** είναι ένας προσωπικός εξασκητής εκγύμνασης αναπνοής διαμέσου βαθιάς εισπνοής για αναπνευστικούς ασθενείς. Η βαθιά εισπνοή βοηθάει στη διαστολή των κυψελών των πνευμόνων, καθώς και στον καθαρισμό των αναπνευστικών οδών στα σημεία που περνάει η βλέννη.

Italian Medical Touch

CA-MI



CA-MI srl - Via Ugo La Malfa 13 - 43010 Pilastrò (PR) - ITALY
Tel. +39 0521 637133 - 631138 - Fax +39 0521 639041
export@ca-mi.it - vendite@ca-mi.it - www.ca-mi.it